



## Indications

- Cervicalgies, dorsalgies, lombalgies
- Contractures
- Arthrites
- Bursites
- Tendinites
- Hématomes
- Post opératoire

## Caractéristiques

- Froid par détente de CO2 médical -78°C
- Pression 50 bars
- Capteur infra-rouge de thermo-diagnostic
- Buses et tête de contact interchangeables
- Diffuseur avec commutateur On/Off
- Rallonge de 3 mètres 50
- Dimensions : H 120 cm x L 28 cm

## Livré avec

- Un Cryo diffuseur
- Un jeu de 3 buses
- Une tête de contact
- Une coque pour Bouteille T15
- Un chariot (11 kg hors bouteille)
- Un raccord haute pression
- Un chargeur + batterie (7.2 V -1A)
- Contrat gaz
- Garantie de 2 ans

## Description

Grâce à ses effets instantanés (antalgique, anti-inflammatoire, vasomoteur et décontracturant), EASY CRYO traite efficacement un grand nombre de pathologies traumatologiques et rhumatologiques. La cryothérapie gazeuse hyperbare a prouvé son efficacité au fil des années grâce à ses effets cumulés.

### Rapidité d'exécution

Un traitement de cryothérapie à gaz dure de 30 secs à 1 min, libérant une température de -78° à une pression de 50 bars. Différentes buses de contacts sont disponibles en fonction de la superficie de la zone à traiter.

### Simplicité d'application

La production d'un froid pur et sec s'effectue simplement par un diffuseur relié à une bouteille de CO2 médical.

### Précision dans le soin

Muni d'un capteur de température, Easy Cryo vous permet de localiser la chaleur de la zone enflammée et de surveiller la chute de température pendant le soin.

### Portabilité et maniabilité

Le diffuseur est équipé d'une batterie pour le travail en itinérance. Le système Easy Cryo est fourni avec un porte bouteille sur roues pour circuler aisément sur les terrains difficiles.

